

TheraCup™

Rješavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Korektivna akcija
Uređaj se ne uključuje	Baterija je samozaštićena	Napunite uređaj
	Prekidač za napajanje nije gurnut u položaj	Provjerite je li prekidač napajanja uključen Obratite se Therabodyju
	Prekidač ne radi ispravno	Obratite se Therabodyju
LED za baterije je uključen, a usisna LED dioda je uključena, ali nema usisavanja	Crpka ne radi ispravno	Obratite se Therabodyju
	Istjecanje zraka	Provjerite je li brtveni prsten na kućištu Obratite se Therabodyju
LED baterija je uključena, LED za usis ne svijetli i nema usisavanja	Gumb za usisavanje ne radi ispravno	Obratite se Therabodyju
LED za baterije je uključen, LED za grijanje ne svijetli i nema grijanja	Gumb za grijanje ne radi ispravno	Obratite se Therabodyju
LED za baterije je uključen, vibracijska LED ne svijetli i nema vibracija	Vibracijski gumb ne radi ispravno	Obratite se Therabodyju
LED za baterije je uključen, pritiskom na gumb za grijanje /usisavanje ili vibracije, ali funkcija nije aktivirana	Gumb ne radi ispravno	Obratite se Therabodyju
LED gumb za usisavanje treperi i Javlja se zvučni signal	Senzor tlaka zraka može biti pokvaren	Ponovno pokrenite uređaj Obratite se Therabodyju
LED gumba za grijanje treperi i Javlja se zvučni signal	Senzor temperature može biti pokvaren	Ponovno pokrenite uređaj Obratite se Therabodyju
LED diode za usisavanje/grijanje/vibracije brzo trepere, ali uređaj radi normalno	Baterija je slaba	Punjenje uređaja
Nastavak rada usisavanja/grijanja/vibracija	Softverska pogreška	Obratite se Therabodyju